

Allgemeine Hinweise

Erfasst werden Würmer, die den menschlichen Darm parasitieren sowie deren Eier.
Der Nachweis erfolgt makroskopisch und mikroskopisch.

Anforderungen an das Untersuchungsmaterial

Makroskopische Untersuchung

Wurm oder Wurmglieder säubern und in sterilem, leeren Transportgefäß mit ein wenig physiologischer Kochsalzlösung anfeuchten.

Mikroskopische Untersuchung von Stuhl

Für die Untersuchung auf Wurmeier Stuhlröhrchen zu ca. einem Drittel füllen. Wegen intermittierender Parasitenausscheidung, kann die Sensitivität der Methode durch Untersuchung von insgesamt 3 separaten Stuhlproben (aus unterschiedlichen Stuhlentleerungen) erhöht werden. Dabei sollten nach Möglichkeit weiche Stuhlteile entnommen werden.

Mikroskopische Untersuchung von Urin

Siehe Dokument Schistosomen.

Klebestreifenpräparate

Siehe Dokument Enterobius vermicularis (Oxyuren, Madenwurm)

Termine/durchschnittliche Bearbeitungsdauer

Durchführung: reguläre Dienstzeiten

Bearbeitungsdauer: i. d. R. ein Tag

Ergebnismitteilung/Bewertung

Telefonische Befundmitteilung bei positivem Ergebnis.

Bemerkungen
