

Duodenalsaft für parasitologische Untersuchungen

Entnahmetechnik

Kontaminationsgeschützte Aspiration und Befüllen eines sterilen Gefäßes.

Die mikroskopische Untersuchung von Nativmaterial ist geeignet zum Nachweis der vegetativen Formen von *Giardia lamblia*.

Volumen/Probenzahl

Mindestens 5 ml in sterilem Gefäß.

Lagerung und Transport

Für den Nachweis von Trophozoiten ist die Einsendung von körperwarmen Duodenalsaft erforderlich: unverzüglicher Transport ins Labor. Bitte telefonische Ankündigung (Tel. 0941/944-6410).

Bemerkungen

entfällt